

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rps8 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P62241

Número de artículo: CM0003551



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra RPS8 humano (proteína ribosomal 40S S8, SWISS: P62241). Validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para la investigación ribosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPS8 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	S8; eS8; RPS8
Especie	Humano
ID de Gen	6202
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-208 de RPS8 humano (NP_001003.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62241
Peso Proteico	24 kDa
Envío	Bolsa de hielo