

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rps8 Para Wb, If/Icc, Elisa - P62241

Número de artículo: CM0021253



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RPS8 humana (proteína S8 ribosomal 40S) para Western blot, IF/ICC y ELISA. Validado en muestras de humano, ratón y rata. Peso molecular predicho de 24 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPS8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	S8; eS8; RPS8
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	6202
ID del gen	6202
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 10-100 de la RPS8 humana (NP_001003.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62241
Peso molecular de la proteína	24kDa
Envío	Bolsa de hielo