


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rps9 Para Wb Y Elisa - P46781

Número de artículo: CM0022643



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RPS9 humano (proteína ribosómica S9 de la subunidad 40S), validado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la biogénesis ribosómica y la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPS9 pAb de conejo
Observaciones/Alias	S9; uS4; RPS9
Especie	Humano
GeneID (humano)	6203
GeneID	6203
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-162 de RPS9 humano (NP_001004.2).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P46781
Peso de la proteína	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo