


Anticuerpo Policlonal Anti-Rraga Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q7L523

Número de artículo: CM0012873



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo RRAGA validado para Western Blot (WB), Inmunohistoquímica (IHC-P) y ELISA. Detecta RRAGA (FIP1/RAGA) humano, de ratón y de rata. Ideal para investigaciones sobre la señalización mTORC1 y la detección de aminoácidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RRAGA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FIP1; RAGA; FIP-1; RRAGA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10670
GeneID	10670
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 213-313 del RRAGA humano (NP_006561.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7L523
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo