


## Anticuerpo Policlonal Anti-Rraga De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - Q7L523

Número de artículo: CM0030629



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo generado contra la proteína humana RRAGA (proteína A de unión a GTP relacionada con Ras), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para investigación en señalización de mTORC1 y detección de aminoácidos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | RRAGA Conejo pAb                                                                                                     |
| Observaciones/Alias | FIP1; RAGA; FIP-1; RRAGA                                                                                             |
| Especie             | Humano                                                                                                               |
| GeneID (Humano)     | 10670                                                                                                                |
| GeneID              | 10670                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 213-313 de RRAGA humana (NP_006561.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                             |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                    |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                  |
| SWISS               | Q7L523                                                                                                               |
| Peso Proteico       | 37kDa                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                       |