


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rragd Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nql2

Número de artículo: CM0030656



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína D de unión a GTP relacionada con Ras (RRAGD) humana validada para WB, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata; detecta 46kDa; regulador clave de la señalización mTORC1 en respuesta a los aminoácidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RRAGD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RAGD; HOMG7; bA11D8.2.1; RRAGD
Especie	Humano
ID de Gen	58528
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 181-400 de RRAGD humana (NP_067067.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NQL2
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo