

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rras2 Para Wb, Elisa - P62070

Número de artículo: CM0029092



Introducción

RRAS2 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal validado para WB y ELISA, reactivo contra humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización relacionada con Ras y los procesos de desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RRAS2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NS12, TC21, RRAS2
Especies	Humano
ID del gen (Humano)	22800
ID del gen	22800
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-204A de RRAS2 humano (NP_036382.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62070
Peso proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo