

Anticuerpo Policlonal Anti-Rrm1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P23921

Número de artículo: CM0012849



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la RRM1 humana (subunidad grande de la ribonucleótido reductasa) para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Herramienta esencial para el estudio de la síntesis de ADN y los trastornos asociados.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RRM1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	R1; RR1; RIR1; RRM1
Especie	Humano
GeneID (humano)	6240
GeneID	6240
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 593-792 de la RRM1 humana (NP_001024.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23921
Peso Proteico	90kDa
Envío	Bolsa de hielo