

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rrm1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P23921

Número de artículo: CM0015499



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-RRM1 validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Detecta la subunidad grande de la ribonucleótido reductasa humana y de ratón (90 kDa), esencial para la síntesis y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RRM1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	R1; RR1; RIR1; RRM1
Especie	Humana
GenelD (humano)	6240
GenelD	6240
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Suero de conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón
SWISS	P23921
Peso de la proteína	90 kDa
Envío	Bolsas de hielo