


Anticuerpo Policlonal Anti-Rrm2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P31350

Número de artículo: CM0029840



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RRM2 humano, adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Validado para la investigación sobre el metabolismo de nucleótidos y la síntesis de ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RRM2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	R2; RR2; RR2M; C2orf48; RRM2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6241
ID de Gen	6241
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-389 de RRM2 humano (NP_001025.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31350
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo