


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rrm2 Para Wb Y Elisa - P31350

Número de artículo: CM0011103



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido a la RRM2 humana (subunidad M2 de la ribonucleótido reductasa), validado para WB y ELISA en humano, ratón y rata. Esencial para la investigación de síntesis de ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-RRM2 de conejo
Notas / Alias	R2; RR2; RR2M; C2orf48; RRM2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6241
GeneID	6241
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 10-117 de la RRM2 humana (P31350).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31350
Peso de la proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo