

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rrm2B Para Elisa E If/Icc - Q7Lg56

Número de artículo: CM0026866



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la RRM2B humana (p53R2). Apto para ELISA e IF/ICC. Ideal para la investigación de daño y reparación del ADN. Respaldado por la plataforma integral de suministro de materias primas de CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo Anti-RRM2B
Observaciones/Alias	P53R2; RCDFRD; MTDPS8A; MTDPS8B; RRM2B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	50484
GeneID	50484
Inmunógeno	péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la RRM2B humana (NP_056528.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q7LG56
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo