


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rrp1 Para Wb Y Elisa - P56182

Número de artículo: CM0020273



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a RRP1 (NNP-1, NOP52), adecuado para Western blot y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigar el procesamiento del ARNr 28S y la dinámica nucleolar. SWISS: P56182.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del Producto	pAb de Conejo RRP1
Observaciones/Alias	NNP-1, NOP52, RRP1A, D21S2056E, RRP1
Especie	Humano
ID del Gen	8568
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-253 de RRP1 humano (NP_003674.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P56182
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo