

Anticuerpo Policlonal Anti-Rrp36 Para Wb Y Elisa - Q96Eu6

Número de artículo: CM0013804

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RRP36 humano (homólogo de la proteína 36 de procesamiento del ARN ribosómico). Validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Participa en la maduración del pre-ARNr que conduce al ARNr 18S.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra RRP36
Observaciones/alias	C6orf153; dj20C7.4; RRP36
Especie	Humana
GeneID (humano)	88745
GeneID	88745
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-259 de RRP36 humano (NP_149103.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q96EU6
Peso de la proteína	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo