


Anticuerpo Policlonal Anti-Rrp8 Para Wb, Elisa - 043159

Número de artículo: CM0023760



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RRP8 (Nucleometilina) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Validado en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de silenciamiento de rDNA y regulación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RRP8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NML; KIAA0409; RRP8
Especie	Humano
GeneID (humano)	23378
GeneID	23378
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del RRP8 humano (NP_056139.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43159
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo