

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rsad2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wxg1

Número de artículo: CM0027807

Introducción

RSAD2 Rabbit pAb validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada a humano, ratón, rata. Proteína antiviral inducible por interferón viperina; adecuado para estudios de inmunidad innata y replicación viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RSAD2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SAND; cig5; vig1; cig33; RSAD2
Especie	Humano
GenelD (Humano)	91543
GenelD	91543
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 118-361 de RSAD2 humano (NP_542388.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WXG1
Peso proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo