


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rsk2 / Rps6Ka3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P51812

Número de artículo: CM0003356



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo RSK2/RPS6KA3 validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta RSK2 humano, de ratón y de rata (84kDa). Esencial para estudiar la señalización MAPK/ERK, la proliferación celular y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo RSK2 / RPS6KA3
Observaciones/Alias	CLS; RSK; HU-3; RSK2; MRX19; ISPK-1; XLID19; p90-RSK2; pp90RSK2; MAPKAPK1B; S6K-alfa3; RSK2 / RPS6KA3
Especies	Humano
GeneID (Humano)	6197
GeneID	6197
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 600-700 de RSK2 / RPS6KA3 humano (P51812).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51812
Peso proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo