


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rsl24D1 Para Wb, Elisa - Q9Uha3

Número de artículo: CM0021506



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la RSL24D1 humana, una proteína nucleolar implicada en la biogénesis de la subunidad ribosómica 60S. Validado para WB y ELISA, reacciona con humano y ratón. Ideal para estudios de ensamblaje de ribosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RSL24D1 Rabbit pAb
Alias	L30; RLP24; RPL24; TVAS3; RPL24L; C15orf15; HRP-L30-iso; RSL24D1
Especie	Humano
GeneID	51187
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 10-80 de la RSL24D1 humana (NP_057388.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UHA3
Peso molecular de la proteína	20 kDa
Envío	Bolsa de hielo