


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rspo1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q2Mka7

Número de artículo: CM0029086



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-RSPO1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta RSPO1 humano, de ratón y de rata. Ideal para investigar la activación de la vía W de señalización Wnt/ β -catenina y los nichos de células madre. UniProt Q2MKA7.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo RSPO1
Observaciones/Alias	RSPO; CRISTIN3; RSPO1
Especie	Humano
GeneID	284654
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 90-210 del RSPO1 humano (NP_001033722.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q2MKA7
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo