

Anticuerpo Policlonal Anti-Rsrc1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Iz7

Número de artículo: CM0026878

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RSRC1 humano (SRrp53), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de empalme y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RSRC1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MRT70; BM-011; SFRS21; SRrp53; RSRC1
Especies	Humano
ID del Gen (Humano)	51319
ID del Gen	51319
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 117-276 de RSRC1 humano (NP_001258763.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96Iz7
Peso Molecular de la Proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo