

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rtbdn/Retbindin Para Wb, Elisa - Q9Bsg5

Número de artículo: CM0019147

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la retbindina humana (RTBDN), una proteína de unión de riboflavina implicada en el transporte de flavina en la retina. Validado para Western blot (WB) y ELISA, con reactividad cruzada con rata. Ideal para investigaciones de biología retiniana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RTBDN pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RTBDN; retbindina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	83546
GeneID	83546
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 63-261 de la RTBDN humana (NP_113617.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q9BSG5
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo