

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rtcb Para Wb Y Elisa - Q9Y3I0

Número de artículo: CM0016057



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-RTCB validado para WB y ELISA; detecta RTCB humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación del empalme de tRNA y la respuesta a proteínas desplegadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RTCB pAb de conejo
Observaciones/alias	FAAP; HSPC117; C22orf28; DJ149A16.6; RTCB
Especie	Humano
GeneID (humano)	51493
GeneID	51493
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9Y3I0
Peso de la proteína	55 kDa
Envío	Bolsa de hielo