


Anticuerpo Policlonal Anti-Rtf1 De Conejo Para Wb, Elisa - Q92541

Número de artículo: CM0019282



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RTF1 humano (GTL7, KIAA0252), un factor de elongación de la transcripción. Adecuado para Western blot y ELISA. Detecta RTF1 humano y de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RTF1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GTL7, KIAA0252, RTF1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23168
GeneID	23168
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 300-400 de RTF1 humano (NP_055953.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q92541
Peso Proteico	80kDa
Envío	Bolsa de hielo