


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rtn3 Para Wb Y Elisa - O95197

Número de artículo: CM0016128



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RTN3 humano (Reticulon-3) validado para WB y ELISA. Se dirige a una proteína involucrada en el tráfico de membrana del RE, la apoptosis y la respuesta viral. Ideal para investigación en neurociencia y biología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RTN3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HAP; ASYIP; NSPL2; NSPLI; RTN3-A1; RTN3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10313
GeneID	10313
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100 al extremo C-terminal de RTN3 humano (NP_006045.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O95197
Peso Molecular de la Proteína	113kDa
Envío	Bolsa de hielo