


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rtn4 Para Wb, If-P, Elisa - Q9Nqc3

Número de artículo: CM0019302



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RTN4, validado para WB, IF-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para estudios de crecimiento de neuritas, formación de túbulos de RE y remodelación vascular. Ideal para aplicaciones de diagnóstico e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RTN4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ASY; NSP; NOGO; RTN-X; NSP-CL; RTN4-A; RTN4-C; RTN4-B1; RTN4-B2; NI220/250; Nbla00271; Nbla10545; RTN4
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	57142
ID del Gen	57142
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de RTN4 humano (NP_065393.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9NQC3
Peso Molecular de la Proteína	130kDa
Envío	Bolsa de hielo