

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rubicon Para Wb, Elisa - Q92622

Número de artículo: CM0015640



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Rubicon humano (RUBCN) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Detecta Rubicon de ratón y rata. Inmunógeno recombinante correspondiente a los aminoácidos 1-200. Adecuado para investigaciones sobre autofagia, endocitosis e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Rubicon pAb de conejo                                                                                                               |
| Observaciones/Alias | SCAR15; RUBICON; KIAA0226; Rubicon                                                                                                  |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| GeneID (humano)     | 9711                                                                                                                                |
| GeneID              | 9711                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de Rubicon humano (NP_055502.1). |
| Origen              | conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reactividad cruzada | Ratón, rata                                                                                                                         |
| SWISS               | Q92622                                                                                                                              |
| Peso molecular      | 109 kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |