

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rufy3 Para Wb Y Elisa - Q7L099

Número de artículo: CM0015040

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RUFY3 (RIPX, SINGAR1, ZFYVE30) para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA; adecuado para especies humanas, de ratón y de rata; se dirige a una proteína de 53 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RUFY3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RIPX; SINGAR1; ZFYVE30; RUFY3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	22902
GeneID	22902
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-65 de RUFY3 humano (NP_055776.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q7L099
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo