

Anticuerpo Policlonal Anti-Runx1 Para Wb, Elisa - Q01196

Número de artículo: CM0013044



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al factor de transcripción RUNX1 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigaciones sobre hematopoyesis, leucemia e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RUNX1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AML1; CBFA2; EVI-1; AMLCR1; PEBP2aB; CBF2alpha; AML1-EVI-1; PEBP2alpha; RUNX1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	861
GeneID	861
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 del RUNX1 humano (NP_001001890.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q01196
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo