


Anticuerpo Policlonal Anti-Runx1T1 Para Wb, Elisa - Q06455

Número de artículo: CM0024060



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RUNX1T1 humano (CBFA2T1/ETO/MTG8). Validado para WB y ELISA; reacciona cruzadamente con rata. Adecuado para estudios de leucemia y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RUNX1T1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CDR; ETO; MTG8; AML1T1; ZMYND2; CBFA2T1; AML1-MTG8; RUNX1T1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	862
GeneID	862
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 250-403 de RUNX1T1 humano (NP_783552.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q06455
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo