


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rusc1 Para Wb, If-P, Elisa - Q9Bvn2

Número de artículo: CM0024219



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-RUSC1 validado para WB, IF-P, ELISA. Reacciona con RUSC1 humano, de ratón y de rata (subunidad accesoria del complejo AP-4, Nesca), implicado en el tráfico vesicular neuronal y la diferenciación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo RUSC1
Observaciones/Alias	NESCA; RUSC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23623
GeneID	23623
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-320 de RUSC1 humano (NP_055143.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BVN2
Peso Proteico	96kDa
Envío	Bolsa de hielo