

Anticuerpo Policlonal Anti-Ruvbl1/Tip49A/Pontin Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y265

Número de artículo: CM0025968



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína humana RUVBL1/TIP49A/PONTIN (Q9Y265). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón. Ideal para la investigación de la remodelación de la cromatina y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal (pAb) de conejo anti-RUVBL1/TIP49A/PONTIN
Observaciones/Alias	RVB1; TIH1; ECP54; TIP49; ECP-54; INO80H; NMP238; PONTIN; TIP49A; NMP 238; Pontin52; RUVBL1/TIP49A/PONTIN
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8607
GeneID	8607
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 de la RUVBL1/TIP49A/PONTIN humana (NP_003698.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y265
Peso de la proteína	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo