


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ruvbl1/Tip49A/Pontin Para Wb, Ihc-P, Elisa, Chip - Q9Y265

Número de artículo: CM0004130



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo de alta calidad dirigido a RUVBL1/TIP49A/PONTIN (Q9Y265). Validado para Western blot, IHC-P, ELISA y ChIP; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para el estudio de la remodelación de la cromatina, la reparación del ADN y la señalización oncogénica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra RUVBL1/TIP49A/PONTIN
Observaciones/Alias	RVB1; TIH1; ECP54; TIP49; ECP-54; INO80H; NMP238; PONTIN; TIP49A; NMP 238; Pontin52; RUVBL1/TIP49A/PONTIN
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	8607
ID del gen	8607
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos entre 350-456 de RUVBL1/TIP49A/PONTIN humano (Q9Y265)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y265
Peso de la proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo