

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rxr α Para Wb, Ip, If/Icc, Chip, Chip-Seq, Elisa - P19793

Número de artículo: CM0003365



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra RXR α humano (NR2B1), validado en WB, IP, IF/ICC, ChIP, ChIP-seq y ELISA. Detecta niveles endógenos de RXR α (51 kDa) en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la señalización del receptor de retinoides, la regulación génica y la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-RXR α
Observaciones/Alias	NR2B1; RXRalpha; RXR-alpha; RXR α
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6256
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de RXR α humano (P19793)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, ChIP, ChIP-seq, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19793
Peso proteico	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo