

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rxr α Para Wb Y Elisa - P19793

Número de artículo: CM0014999



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RXR α humano (NR2B1). Validado para Western blot y ELISA, con reactividad frente a humano, ratón y rata. Ideal para estudios de regulación transcripcional y receptores nucleares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-RXR α
Observaciones/Alias	NR2B1; RXRalpha; RXR-alpha; RXR α
Especie	Humano
ID del gen (humano)	6256
ID del gen	6256
Inmunógeno	Péptido sintético dentro de los aminoácidos 1-100 de RXR α humano (NP_002948.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P19793
Peso proteico	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo