


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rxrb Para Wb, Ip, Chip, Elisa - P28702

Número de artículo: CM0011342



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra RXRB humano (RXR-beta). Adecuado para Western blot, inmunoprecipitación, ChIP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudiar la señalización del ácido retinoico y la regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-RXRB
Observaciones/Alias	NR2B2, DAUDI6, RCoR-1, RXRbeta, H-2RIIBP, RXR-beta
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6257
ID del Gen	6257
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de RXRB humano (NP_068811.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ChIP, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P28702
Peso Proteico	57 kDa
Envío	Bolsa de hielo