


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rxrb Para Wb, Elisa - P28702

Número de artículo: CM0021587



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra RXRB humano (RXR-beta, NR2B2), adecuado para Western blot y ELISA. Detecta RXRB humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la señalización del ácido retinoico y la regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RXRB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NR2B2; DAUDI6; RCoR-1; RXRbeta; H-2RIIBP; RXR-beta; RXRB
Especie	Humana
GeneID (humano)	6257
GeneID	6257
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P28702
Peso de la proteína	57 kDa
Envío	Bolsa de hielo