

Anticuerpo Policlonal Anti-Ryr1 Para Wb, Elisa - P21817

Número de artículo: CM0020837



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el receptor 1 de rianodina humano (RYR1). Validado para Western blot (WB) y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Adecuado para investigaciones sobre la contracción muscular, la señalización del calcio y la biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RYR1 Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	CCO; KDS; MHS; RYR; MHS1; RYDR; SKRR; RYR-1; CMYP1A; CMYP1B; PPP1R137; RYR1
Especie	Humano
GeneID	6261
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia ubicada entre los aminoácidos 800-900 de RYR1 humano (NP_000531.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P21817
Peso de la proteína	565 kDa
Envío	Bolsa de hielo