


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ryr2 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q92736

Número de artículo: CM0005542



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante dirigido al receptor de rianodina 2 (RYR2), validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre señalización de calcio cardíaco y arritmias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra RYR2
Notas / Alias	RyR; ARVC2; ARVD2; RYR-2; VTSIP; VACRDS
Especie	Humano
ID del gen	6262
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92736
Peso de la proteína	565kDa
Envío	Bolsa de hielo