


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ryr2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q92736

Número de artículo: CM0016359



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra RYR2 humano (UniProt Q92736). Validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la señalización de calcio cardíaco y las arritmias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RYR2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RyR; ARVC2; ARVD2; RYR-2; VTSIP; VACRDS; RYR2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6262
GeneID	6262
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 4868-4967 de RYR2 humano (NP_001026.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
Acceso UniProt	Q92736
Peso Proteico	565 kDa
Envío	Bolsa de hielo