

Anticuerpo Monoclonal Anti-S100A1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P23297

Número de artículo: CM0006908



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-S100A1 humano validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta S100A1 en muestras humanas, de ratón y de rata. Inmunógeno recombinado, proteína de unión a calcio de 11 kDa ideal para investigación sobre señalización cardíaca y de calcio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	S100/S100A1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	S100; S100A; S100-alpha; S100/S100A1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	6271
Inmunógeno	Proteína recombinada de S100/S100A1 humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23297
Peso de la proteína	11kDa
Envío	Bolsa de hielo