

Anticuerpo Monoclonal Anti-S100A10 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P60903

Número de artículo: CM0003642



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la S100A10 humana (p11, cadena ligera de calpactina I). Validado para aplicaciones de WB, IHC-P y ELISA. Una herramienta esencial para investigar la dimerización de ANXA2 y la regulación de la fosforilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo S100A10
Observaciones/Alias	42C; P11; p10; GP11; ANX2L; CAL1L; CLP11; Ca[1]; ANX2LG; S100A10
Especie	Humano
GeneID (humano)	6281
GeneID	6281
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-97 de la S100A10 humana (P60903).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P60903
Peso Molecular de la Proteína	11kDa
Envío	Bolsa de hielo