

Anticuerpo Policlonico Anti-S100A10 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P60903

Número de artículo: CM0018470



Introducción

Anticuerpo Policlonico de conejo contra S100A10 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta S100A10 de humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de interacción con ANXA2 y regulación de la fosforilación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	S100A10 Rabbit pAb
Notas/Alias	42C; P11; p10; GP11; ANX2L; CAL1L; CLP11; Ca[1]; ANX2LG; S100A10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6281
GeneID	6281
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-97 de S100A10 humano (NP_002957.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P60903
Peso Molecular de la Proteína	11kDa
Envío	Bolsa de hielo