

Anticuerpo Monoclonal Anti-S100A11 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31949

Número de artículo: CM0002486

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra S100A11 humano, adecuado para aplicaciones de Western blot, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y ELISA. Diseñado para la investigación sobre la diferenciación de queratinocitos y los procesos de cornificación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	S100A11 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MLN70; S100C; HEL-S-43; S100A11
Especie	Humano
GeneID (humano)	6282
GeneID	6282
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P31949
Peso proteico	12 kDa
Envío	Bolsa de hielo