


Anticuerpo Policlonal Anti-S100A11 Para Wb, If/Icc, Elisa - P31949

Número de artículo: CM0021443



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra S100A11 humano (calgizzarina). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Adecuado para estudios de diferenciación y cornificación de queratinocitos. Reactivo fiable para aplicaciones de IVD e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo S100A11
Observaciones/Alias	MLN70; S100C; HEL-S-43; S100A11
Especie	Humano
GeneID (humano)	6282
GeneID	6282
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-105 de S100A11 humano (NP_005611.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P31949
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo