


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-S100A11 [Validado Por Ko] Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P31949

Número de artículo: CM0025976



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-S100A11 de alta calidad validado para experimentos de knockout (KO). Adecuado para WB, IF/ICC, IP, ELISA en muestras humanas. Dirigido a la calgizarina involucrada en la diferenciación de queratinocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] S100A11 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MLN70; S100C; HEL-S-43; 11
Especie	Humano
GeneID	6282
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-105 de la S100A11 humana (NP_005611.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P31949
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo