

Anticuerpo Policlonal Anti-S100A12 Para Ihc-P, Elisa - P80511

Número de artículo: CM0017730



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra S100A12 (EN-RAGE, calgranulina-C), validado para IHC-P y ELISA en muestras humanas. Ideal para estudiar procesos inflamatorios y señalización de alarminas. Peso molecular 10 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo S100A12
Observaciones/Alias	p6; CAGC; CGRP; MRP6; CAAF1; MRP-6; ENRAGE; S100A12
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6283
ID de Gen	6283
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-92 de S100A12 humano (NP_005612.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P80511
Peso Proteico	10kDa
Envío	Bolsa de hielo