

Anticuerpo Policlonal Anti-S100A12 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P80511

Número de artículo: CM0030487



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra S100A12 humano, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reconoce S100A12, una proteína de unión a calcio involucrada en la inflamación; ideal para investigación en inmunología y enfermedades inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	S100A12 Conejo pAb
Observaciones/Alias	p6, CAGC, CGRP, MRP6, CAAF1, MRP-6, ENRAGE, S100A12
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6283
GeneID	6283
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-92 de S100A12 humano (NP_005612.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P80511
Peso Proteico	10kDa
Envío	Bolsa de hielo