

Mab De Conejo Anti-S100A12/Cgrp Para Wb, If/Icc, Elisa - P80511

Número de artículo: CM0005569



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra la S100A12/CGRP humana, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Adecuado para la investigación de la inflamación y la respuesta inmunitaria. Inmunógeno recombinante, 10 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-S100A12/CGRP
Observaciones/Alias	p6; CAGC; CGRP; MRP6; CAAF1; MRP-6; ENRAGE; S100A12/CGRP
Especie	Humana
ID de gen (Humano)	6283
ID de gen	6283
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-92 de la S100A12/CGRP humana (NP_005612.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P80511
Peso de la proteína	10 kDa
Envío	Bolsa de hielo