

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-S100A16 Para Wb, Elisa - Q96Fq6

Número de artículo: CM0023350



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra S100A16 humano, validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de adipogénesis, señalización del calcio e investigación de biomarcadores del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo S100A16
Observaciones/Alias	AAG13; S100F; DT1P1A7; S100A16
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	140576
ID del gen	140576
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96FQ6
Peso proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo