


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-S100A6 (Validado Por Ko) Para Wb, If/Icc, Elisa - P06703

Número de artículo: CM0028378



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra S100A6 humano, validado por knockout, adecuado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Interviene en la señalización de calcio, la reorganización del citoesqueleto y la motilidad celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] S100A6 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	2A9; PRA; 5B10; CABP; CACY; S10A6; A6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6277
GeneID	6277
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-90 de S100A6 humano (NP_055439.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06703
Peso Proteico	10kDa
Envío	Bolsa de hielo